



A - akreditovaná skúška, N - neakreditovaná skúška, SA - akreditovaná skúška od subdodávateľa, SN - neakreditovaná skúška od subdodávateľa

Protokol o skúške č. 1155/2025

Obecný úrad Bučany

Dátum: 16-05-2025

Číslo zaznamu:

Číslo spisu:

Bu 369/2025

Prílohy:

Vybavuje: STA

Kód vzorky: 1

Rozbor vyžiadal: Obec Bučany, Námestie svätého Floriána 1, 919 28 Bučany

Názov vzorky: pitná voda - vodovod

Dátum začiatku skúšky: 8.4.2025

Dátum ukončenia skúšky: 14.4.2025

Odbor vzorky pitnej vody (ŠPP OVPV 1) ^N:

Odobral: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok,
Ing. Vasilečková, Mgr. Nemčeková

Dátum a miesto odberu: 8.4.2025; Dom služieb Bučany, č. p. 117 - kuchyňa

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Neistota	Metóda/Typ skúšky	Limit	Súlad/nesúlad
Voľný chlór	mg/l	0	3%	ŠPP OVPV 2 / N STN EN ISO 7393-2	0,30 _{MH}	vyhovuje
Teplota	°C	12,0	0,3	ŠPP OVPV 1 / N STN 75 7375	8 - 12 _{OH}	vyhovuje

Mikrobiologické a biologické ukazovatele:

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Neistota	Metóda/Typ skúšky	Limit	Súlad/nesúlad
<i>Escherichia coli</i>	KTJ/100 ml	0	24%	ŠPP MV 1 / A STN EN ISO 9308-1	0 _{NMH}	vyhovuje
Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	0	27%	ŠPP MV 1 / A STN EN ISO 9308-1	0 _{MH}	vyhovuje
Enterokoky	KTJ/100 ml	0	22%	ŠPP MV 3 / A STN EN ISO 7899-2	0 _{NMH}	vyhovuje
Kultivovateľné [*] mikroorganizmy pri 22 °C	KTJ/ml	0	25%	ŠPP MV 2 / A STN EN ISO 6222	200 _{MH}	vyhovuje
Kultivovateľné ^{**} mikroorganizmy pri 36 °C	KTJ/ml	0	24%	ŠPP MV 2 / A STN EN ISO 6222	50 _{MH}	vyhovuje
Abiosestón	pokryvnosť poľa v %	3	32%	ŠPP B 2 / A STN 75 7712	10 _{MH}	vyhovuje
Mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	29%	ŠPP B 1 / A STN 75 7711	30 _{MH}	vyhovuje
Živé organizmy	jedinice/ml	0	29%	ŠPP B 1 / A STN 75 7711	0 _{MH}	vyhovuje
Železité a mangánové baktérie	pokryvnosť poľa v %	5	31%	ŠPP B 1 / A STN 75 7711	10 _{MH}	vyhovuje
Vláknité baktérie (okrem Fe a Mn baktérií)	jedinice/ml	0	29%	ŠPP B 1 / A STN 75 7711	0 _{MH}	vyhovuje
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky	jedinice/ml	0	29%	ŠPP B 1 / A STN 75 7711	0 _{MH}	vyhovuje

Identifikované taxóny: *Siderocapsa* sp., *Leptothrix* sp.

Za správnosť výsledkov zodpovedá: RNDr. Jaroslava Kurpelová

Chemické ukazovatele:

Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	Neistota	Metóda/Typ skúšky	Limit	Súlad/nesúlad
Absorbancia (254 nm, 1 cm)	-	0,016	0,001	ŠPP CHV 9 / A STN 75 7360	0,080 _{MH}	vyhovuje
Amónne ióny	mg/l	< LOQ LOQ = 0,072	-	ŠPP CHV 3 / A STN ISO 7150-1	0,50 _{MH}	vyhovuje
Chemická spotreba kyselika manganistanom	mg/l	< LOQ LOQ = 0,5	-	ŠPP CHV 6 / A STN EN ISO 8467	3,0 _{MH}	vyhovuje
Dusitany	mg/l	< LOQ LOQ = 0,015	-	ŠPP CHV 4 / A STN EN 26777	0,50 _{NMH}	vyhovuje
Dusičnany	mg/l	3,18	0,16	ŠPP CHV 13 / A spektrofotometria	50,0 _{NMH}	vyhovuje
Farba	mg/l Pt	21,7	0,7	ŠPP CHV 29 / A STN EN ISO 7887	15 _{MH}	nevyhovuje
Elektrolytická vodivosť	mS/m pri 20 °C	65,7	2,6	ŠPP CHV 14 / A STN EN 27888	125 _{MH}	vyhovuje
Reakcia vody	-	7,46	0,05	ŠPP CHV 17 / A STN EN ISO 10523	6,5 - 9,5 _{MH}	vyhovuje
Zákal	FNU	6,75	0,42	ŠPP CHV 28 / N STN EN ISO 7027-1	5,0 _{MH}	nevyhovuje
Pach	-	bez zápachu	-	ŠPP CHV 2 / N STN EN 1622	bez zápachu	vyhovuje
Železo	mg/l	0,32	0,04	ŠPP CHV 7 / A STN ISO 6332	0,20 _{MH}	nevyhovuje
Mangán	µg/l	138	7	ŠPP ŠCHV 1 / A STN EN ISO 15586	50,0 _{MH}	nevyhovuje

Za správnosť výsledkov zodpovedá: Ing. Ľubica Pecháčková

Vysvetlivky: NMH - najvyššia medzná hodnota, MH - medzná hodnota, OH - odporúčaná hodnota

LOQ - medza stanoviteľnosti

* teplota a čas inkubácie: (22 ± 2) °C, (68 ± 4) h

** teplota a čas inkubácie: (36 ± 2) °C, (44 ± 4) h

Súlad/nesúlad - podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z.

Výsledok rozboru sa vzťahuje na predloženú vzorku. Uvedená neistota je rozšírená neistota počítaná s koeficientom rozšírenia $k = 2$, čo zodpovedá pravdepodobnosti 95%. Protokol o skúške sa môže kopírovať bez súhlasu laboratória len vcelku. Miesto výkonu skúšky je totožné s adresou laboratória. Laboratórium nezodpovedá za informácie dodané zákazníkom.

Dátum vydania protokolu: 15.4.2025

Protokol schválil:



Ing. Jiří Janošek

vedúci odboru objektivizácie faktorov životných podmienok